

# CALLsister

## Komunikační a přivolávací systém SESTRA - PACIENT

callsister.cz



Integrovaný komunikační systém CALLsister patří do sítě komunikačních a signalizačních zařízení určených pro všechny zařízení, kde je nutná péče o pacienta. Vývoj systému probíhal na základě zkušeností z provozu a proto je koncepčně proveden tak, aby splňoval náročné požadavky na provoz. Zároveň však byl dán důraz na jednoduchost montáže a obsluhy jak ze strany personálu tak i pacientů. Systém je řešen stavebnicovými prvky, tudíž nabízí širokou škálu obslužných prvků a zařízení. Callsister série nabízí digitální zapojení s částečnou možností využití starší kabeláže. Vhodné při rekonstrukcích stávajících signalizačních zařízení.

výrobce a dodavatel :  
LazNet s.r.o.  
Zacpalová 27 , Opava 746 01

telefon : +420 774 133 553  
email : csphone@csphone.cz  
email : tomas.prejda@laznet.cz

[www.csphone.cz](http://www.csphone.cz)  
[www.callsister.cz](http://www.callsister.cz)  
[www.onlinetechnology.cz](http://www.onlinetechnology.cz)

**Cs Phone**  
Domovní dorozumivací systém

**ONLINE**  
technology  
NAPÁJENÍ A MONITORING  
SÍTÍ

**CALL** *sister*  
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM  
SESTRA - PACIENT

## PULT SESTRY LCD



- přehledné menu a jednoduchá obsluha
- obrazový barevný dotykový LCD displej
- vyvolání pacienta přes komunikační jednotku
- diskretní hovorové spojení s pacientem
- hlasité a diskretní centrální hlášení do vybraných zařízení
- přepojení hovoru z JTS k lůžku pacienta
- zobrazení historie patientských volání na displeji
- ovládání otevření vstupních dveří
- združený provoz
- konfigurace celého systému
- možnost poslechu zábavného pořadu
- zapsání jmena pacienta pro jednoduchou identifikaci místa volání
- jednoduchý upgrade systému
- zakázkový upgrade dle požadavků personálu(zákazníka)
- rozměry 343x195x100mm
- umístění : pokoj sester

## sestava PULT SESTRY - PC TOUCH

- přehledné menu a jednoduchá obsluha
- detailní informace o celém systému
- obrazový barevný dotykový LCD monitor
- vyvolání pacienta přes komunikační jednotku
- diskretní hovorové spojení s pacientem
- hlasité a diskretní centrální hlášení do vybraných zařízení
- přepojení hovoru z JTS k lůžku pacienta
- zobrazení historie patientských volání na displeji
- ovládání otevření vstupních dveří
- združený provoz
- konfigurace celého systému
- možnost poslechu zábavného pořadu
- zapsání jmena pacienta pro jednoduchou identifikaci místa volání
- jednoduchý upgrade systému
- zakázkový upgrade dle požadavků personálu(zákazníka)
- umístění : pokoj sester



## sestava PULT SESTRY - NOTEBOOK



- přehledné menu a jednoduchá obsluha
- detailní informace o celém systému
- vyvolání pacienta přes komunikační jednotku
- diskretní hovorové spojení s pacientem
- hlasité a diskretní centrální hlášení do vybraných zařízení
- přepojení hovoru z JTS k lůžku pacienta
- zobrazení historie patientských volání na displeji
- ovládání otevření vstupních dveří
- združený provoz
- konfigurace celého systému
- možnost poslechu zábavného pořadu
- zapsání jmena pacienta pro jednoduchou identifikaci místa volání
- jednoduchý upgrade systému
- zakázkový upgrade dle požadavků personálu(zákazníka)
- umístění : pokoj sester

## Komunikační jednotka

### CS 1050 - diskretní

- diskretní místní hovorové spojení s personálem -
- přepojení hovoru z JTS -
- poslech zábavného pořadu -
- nastavení hlasitosti komunikace a zábavného pořadu -
- vyslání žádosti o komunikaci -
- rozměry 215x55x30(40mm) -
- adresné zařízení -



## Komunikační jednotka

### CS 1048 - diskretní

- diskretní místní hovorové spojení se personálem
- přepojení hovoru z JTS
- poslech zábavného pořadu
- nastavení hlasitosti komunikace a zábavného pořadu
- vyslání žádosti o komunikaci
- připojení šnůrového tlačítka pro vyhlášení ALARMU
- rozměry 210x85x45
- adresné zařízení

## Komunikační jednotka

### CS 1049 hlasitá

- hlasité místní hovorové spojení s personálem -
- poslech zábavného pořadu -
- vyslání žádosti o komunikaci -
- umístění tlačítek alarm, reset, přítomnost, doktor -
- centrální hlášení -
- rozměry 200x110x50 -
- připojení šnůrového tlačítka pro vyhlášení ALARMU -
- adresné zařízení -



## Sestava komunikační jednotky 1050 s displejem CS 1096

### Sestava tlačítka CS 1172 + Displej CS 1096

- tlačítko ALARM : vyhlášení alarmu z pokoje, spol.místnosti
- tlačítko PRESENCE : presence sestry na pokoji
- tlačítko RESET : uvedení systému do klidového stavu
- tlačítko DOKTOR : přivolání lékaře na pokoj
- umístění za dveřmi pokoje pacienta
- displej slouží k zobrazení a hlasité signalizaci vyhlášení alarmu na pokoji, kde je vyhlášena přítomnost sestry
- možná kombinace s dalšími obslužnými prvky



### Sestava tlačítka CS 1172

- tlačítko ALARM : vyhlášení alarmu z pokoje, spol.místnosti
- tlačítko PRESENCE : presence sestry na pokoji
- tlačítko RESET : uvedení systému do klidového stavu
- tlačítko DOKTOR : přivolání lékaře na pokoj
- umístění za dveřmi pokoje pacienta



### Displej CS 1096

- displej slouží k zobrazení a hlasité signalizaci vyhlášení alarmu na pokoji, kde je vyhlášena přítomnost sestry
- možná kombinace s dalšími obslužnými prvky



### Optická jednotka CS 1400

- zajišťuje optickou signalizaci provozu systému a stavu na pokoji
- červené světlo : vyhlášení ALARMU
- zelené světlo : přítomnost sestry na pokoji
- zelené + bílé světlo : přítomnost sestry a doktora na pokoji
- umístění nad dveře pokoje



### Držák sluchátka CS 1202

- modul držáku sluchátka CS 1050



### Modul zásuvek CS 1201


- připojení sluchátka CS 1050
- připojení tlačítka na kroucené šňůře CS 1160




**Jednotka vstupů CS 1500**

Patří k prvkům zajišťujícím připojení nouzových volacích tlačítek, jednotky displeje a optické jednotky.


- umístěných na pokoji pacienta
- připojení tlačítka ALARM a nouzové táhlo ALARM
- připojení tlačítka PŘÍTOMNOST – PRESENCE
- připojení tlačítka DOKTOR
- připojení tlačítka RESET
- připojení optické jednotky
- připojení jednotky displeje
- adresné zařízení


**Oběžníková jednotka CS 1700**

- centrální hlášení do vybraných pokojů


**Tlačítko na kroucené šňůře CS 1160**


- vyhlášení ALARMU od lůžka pacienta


**Tlačítko jednoduché ALARM Cs1100**

- vyhlášení ALARMU od lůžka pacienta, soc.zařízení


**Dvojité tlačítko CS 1137**

- tlačítko PRESENCE, RESET


**Modul zásuvek CS 1201**

- připojení sluchátka CS 1050
- připojení tlačítka na kroucené šňůře CS 1160

